


NUMÉRIQUE. PUISSANT. ÉCONOMIQUE.

C'est le moment ou jamais de passer à l'imagerie DR.



UNE VRAIE SALLE DE RADIOLOGIE DR À MOINDRE COÛT.

Découvrez la solution d'imagerie DR qui offre aux cabinets privés, aux cliniques et à tout établissement de soins un moyen économique de passer au DR. Associé à notre système DRX-1, le logiciel CARESTREAM Image Suite V4 vous permet de passer du film traditionnel aux avantages du DR, rapidement, facilement et à un prix très intéressant.

Cette solution a la puissance nécessaire pour vous permettre de bénéficier d'un processus complet d'imagerie – de l'examen à l'archivage – avec une rapidité et un confort encore inégalés ; sans oublier la qualité d'image spectaculaire que seul Carestream est en mesure de vous apporter.

VOUS SONGEZ À VOUS MODERNISER ?

Pour les petites structures, passer à l'imagerie numérique peut sembler un pas de géant. Vous vous posez sans doute des questions comme « le changement va-t-il être compliqué ? », ou « va-t-il falloir des mois à mes assistants et à moi-même pour maîtriser cette nouvelle technologie ? », ou encore « vais-je trouver tous les outils dont j'ai besoin dans un système numérique ? » Nous pouvons répondre à toute ces questions et nous sommes là pour vous accompagner dans une transition sans complication et en douceur (au fait, les réponses à ces questions sont : non, non, et oui !)

Vous serez à pied d'œuvre en un temps record.

Grâce à la simplicité de notre installation, vous serez entièrement opérationnel avant même de vous en être rendu compte. Généralement, il faut moins de deux heures. En outre, vous pouvez conserver le matériel que vous utilisez déjà – générateur, table, potter...

Si vous utilisez déjà un système CR CARESTREAM Vita avec Image Suite, vous constaterez que l'interface utilisateur du système DRX-1 avec Image Suite est la même. Vous n'avez donc pas à vous habituer à une nouvelle interface. En outre, le capteur DRX-1 utilise les mêmes cassettes que celles que vous utilisez déjà, autant d'aspects qui minimisent le dérangement de votre activité et le temps de prise en main.

Le système CARESTREAM DRX-1

Le système DRX-1 de CARESTREAM a été le premier capteur sans-fil au monde de la taille d'une cassette. Il s'insère directement dans votre système actuel, sans aucune modification, et le transforme en une salle DR, tout en vous permettant de capitaliser sur le matériel d'imagerie dans lequel vous avez déjà investi. Vous n'avez pas à modifier votre générateur ou votre Bucky, à mettre au rebut votre support mural ou sur table, ni à remplacer vos grilles. Vous utilisez le matériel et l'interface que vous connaissez déjà, vous restez dans un environnement familier et vous constaterez un gain de productivité dès le premier jour.

La productivité du DRX

- Le capteur DRX sans-fil fonctionne sur batterie et permet la latitude de positionnement d'une cassette conventionnelle.
- Il transmet rapidement les images numériques à votre console de capture.
- Les images sont rapidement prêtes à être visualisées et manipulées.
- Des images rapidement disponibles peuvent permettre de réduire les délais d'examen, d'améliorer la satisfaction du patient et de fournir des réponses rapides.
- Les images peuvent être rapidement transférées de la console vers un ensemble de destinations DICOM.

Votre choix de capteurs DRX

La bonne option pour chaque application.

- Capteur DRX-1 pour les examens généraux.
- Capteur DRX-1C pour les applications sensibles à la dose.
- Capteur DRX 2530C de format réduit pour la facilité de positionnement.

Ou optez pour le capteur TDR, encore plus économique.

Filaire au lieu d'être sans-fil, le nouveau capteur DR de Carestream repose sur la même technologie de traitement d'image, possède la même interface utilisateur et propose les mêmes options de logiciel que nos capteurs DRX à la pointe de la profession, le tout à un prix vraiment très abordable.





IMAGE SUITE V4 : PUISSANCE ET PERFORMANCE.




Image Suite V4 : une nouvelle référence d'efficacité dans l'organisation du travail

Notre solution « Mini-PACS » d'analyse et de gestion avancées des images est désormais proposée en option intégrale : si vous n'avez pas besoin du PACS, vous ne le payez pas. Travaillez sur les images de haute qualité qu'il vous faut, avec un système parfaitement adapté à vos besoins – et à votre budget.

Enregistrement accéléré des patients

- Enregistrement des patients à distance grâce à un logiciel Web.
- Sélection rapide et facile des zones anatomiques et des vues par icônes de menu.
- Ajout de zones anatomiques et de vues nouvelles, modification des existantes ou traitement personnalisé à l'aide de menus simples.

Haute qualité d'image

- Avec le réglage par curseur de la luminosité, du contraste et du niveau de détail dans l'écran d'acquisition, vous affinez le traitement d'image d'un simple clic.
- Vous disposez d'outils de mesure spécialisés pour la chiropraxie et l'orthopédie.
- Prise en charge d'un ou deux systèmes DRX-1 filaires ou sans-fil en fonction des besoins radiologiques de votre établissement.

Un partage et un stockage d'images efficaces

- Plusieurs outils supplémentaires grâce à l'option Mini-PACS.
- Visionnage facile sur tablette pour l'examen des images avec le patient.
- Sauvegarde sur CD, sur clé UBS ou sur lecteurs réseau pour le stockage hors ligne.
- Utilisation optimisée des images avec les outils d'exportation JPEG ou DICOM.
- Prise en charge de compositions d'impression multi-formats avec possibilités de modification indépendantes.

DONNEZ UN
COUP DE FOUET
À VOTRE
PRODUCTIVITÉ
AVEC LA
SOLUTION
TOUT-NUMÉRIQUE
QUE VOUS
ESPÉRIEZ.



Un large éventail de services et d'assistance

Si vous voulez un service fiable, regardez du côté de notre réseau Customer Success. Nous travaillons sans relâche à faire progresser les performances de nos solutions d'imagerie au rythme de l'évolution de vos besoins et à vous aider à exploiter au maximum votre budget et vos moyens. Grâce au réseau Customer Success de Carestream, vous êtes encadré par une équipe dynamique composée d'experts, avec un point d'entrée unique permettant d'établir facilement un contact personnalisé avec les personnes adéquates, quelle que soit la situation. Vous et vos patients bénéficierez des avantages et des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir et qui se fondent sur notre engagement auprès de milliers de clients et nos 100 ans d'expérience dans le domaine de l'imagerie médicale.



DRX-1 est un dispositif médical de classe 2a fabriqué par Carestream Health Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est destiné à la réalisation de radiographies numériques. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

carestream.fr

