


DIGITAL. PODEROSO. ECONÔMICO.

Chegou a hora de atualizar a imagem DR.



IMAGENS DR A PREÇO ACESSÍVEL.

Conheça a solução de imagens DR projetada para oferecer aos consultórios privados, clínicas ou laboratórios menores de imagem uma forma econômica de usar a DR. O software Image Suite V4 da CARESTREAM, combinado ao avançado Sistema DRX-1, permite que você faça o upgrade de filmes tradicionais ou imagens CR para os benefícios da DR de forma rápida, fácil e com preço atraente.

Esta solução tem a capacidade de conduzir você pelo processo de geração de imagens, desde o agendamento do exame até o seu arquivamento, de forma mais rápida e conveniente do que nunca. Sem falar da qualidade espetacular de imagem que somente a DR da Carestream pode oferecer.



PENSANDO EM MUDAR?

O upgrade para as imagens DR pode parecer um grande salto para uma instalação pequena. Você pode estar se perguntando, "A mudança causará interrupções?" ou "Será que eu e minha equipe vamos demorar muito tempo para dominar a nova tecnologia?" e "Será que um sistema digital inclui todas as ferramentas de medição necessárias?" Nós podemos responder todas as suas perguntas e oferecer suporte durante uma transição fácil e tranquila. (E, só para que você saiba, as respostas a essas dúvidas são não, não e sim!)

Você poderá voltar a trabalhar rapidamente.

Nosso processo de instalação simples significa que você estará totalmente operacional antes mesmo de percebê-lo. Normalmente, em menos de duas horas. Além disso, você pode manter seu gerador atual e o equipamento de posicionamento de raios X; não é necessário adquirir uma nova sala.

Se você está fazendo o upgrade de um Sistema CR Vita da CARESTREAM com Image Suite, você verá que o Sistema DRX-1 possui recursos e interface do usuário idênticos ao do Image Suite 4. Portanto, não é necessário aprender a usar um novo sistema. Além disso, o Detector DRX-1 funciona do mesmo modo que as fitas cassete que você usa agora. Tudo isso resulta em uma interrupção mínima e em tempo de treinamento.

O sistema DRX-1 DA CARESTREAM.

O sistema DRX-1 da CARESTREAM apresentou ao mundo o primeiro detector sem fio, do tamanho de uma fita cassete. Ele protege o investimento feito no equipamento de imagem que você já possui, pois se encaixa diretamente no sistema atual sem modificações, transformando-o em uma sala de DR. Não é necessário modificar seu gerador ou Bucky, descartar o suporte de parede ou a mesa, ou substituir suas grades. Você utilizará equipamentos e interfaces com as quais já está familiarizado; desse modo, é possível se sentir em casa e obter maior produtividade desde o início.

Produtividade DRX

- O Detector DRX sem fio, alimentado por bateria, oferece a liberdade de posicionamento sem fios de um cassete convencional.
- O detector transmite rapidamente imagens digitais para seu console de captura.
- As imagens ficam prontas rapidamente para visualização e manipulação.
- A disponibilidade de imagem rápida pode reduzir o tempo de exame e novas consultas, melhorar a satisfação do paciente e fornecer respostas rápidas.
- É possível encaminhar rapidamente as imagens para vários destinos DICOM e de rede, tudo a partir do console.

Sua escolha de detectores DRX

A opção correta para cada aplicação.


- Detector DRX-1 para exames gerais
- Detector DRX-1C para aplicações com dosagens específicas
- Detector DRX 2530C com um formato menor para facilitar o posicionamento

Ou, para economizar ainda mais, escolha um Detector TDR.

Os novos detectores DR fixos da Carestream, com fios em vez de sem fios, oferecem a mesma tecnologia de processamento de imagem, interface do usuário e opções de software que os melhores Detectores DRX do setor. Tudo isso a um preço realmente acessível.



IMAGE SUITE V4: O PODER POR TRÁS DO DESEMPENHO.



PROGRAMAR

CAPTURAR

VISUALIZAR/ EDITAR

DIAGNÓSTICOS/ RELATÓRIOS

IMPRIMIR/ ARQUIVAR

Image Suite V4: uma nova referência para a eficiência de fluxo de trabalho

Embora nossa solução de "Mini-PACS" ofereça gerenciamento e análise avançados de imagens, hoje ela é totalmente opcional. Portanto, se você não precisa da PACS, não é necessário pagar por ela. Obtenha as imagens de alta qualidade das quais você precisa com um sistema perfeito, a um preço que não excede seu orçamento.

Registro acelerado

- Use o software com base na Web para o registro remoto de pacientes.
- Use nosso menu gráfico para a seleção e visualização rápida e fácil das partes do corpo.
- Adicione novas partes do corpo e visualizações, edite aquelas já existentes e aplique o processamento personalizado por meio de menus simples.

Imagens de alta qualidade

- Faça um ajuste fino do processamento da imagem com o clique de um botão, usando as barras de rolagem para ajustar o brilho, o contraste ou a latitude da tela de aquisição.
- Use ferramentas especializadas, ideais para práticas de quiropraxia e ortopédicas.
- Compatível com até dois Sistemas DRX-1 com ou sem fio; pode oferecer suporte às necessidades de raios X das instalações.

Compartilhamento e armazenamento eficiente de imagens

- Selecione o recurso opcional de Mini-PACS com várias ferramentas adicionais.
- Analise imagens com o paciente, usando o recurso de visualização de tablet fácil de usar.
- Realize backups em CDs e USBs/unidades de rede removíveis para armazenagem off-line.
- Otimize a usabilidade das imagens com ferramentas de exportação JPEG ou DICOM.
- Compatível com a composição em multiformato para impressão com capacidades independentes de edição de imagem.

AUMENTE SUA
PRODUTIVIDADE
COM
A SOLUÇÃO
DIGITAL
COMPLETA QUE
VOCÊ ESTAVA
ESPERANDO.



Uma comunidade de serviço e suporte.

Para serviços confiáveis, procure nossa Rede de sucesso de clientes. Nós trabalhamos sem parar para melhorar o desempenho de nossas soluções de imagens, para que elas evoluam de acordo com as suas necessidades e ajudem você a usufruir de seus orçamentos e recursos ao máximo. A Rede de sucesso de clientes da Carestream oferece uma equipe dinâmica de especialistas com um Ponto de entrada único para um acesso fácil e personalizado às pessoas certas em todas as situações. Você e seus pacientes se beneficiarão da experiência e das melhores práticas que somente a Carestream pode fornecer, graças à nossa herança de 100 anos em imagens médicas.



carestream.com



Carestream